



APE - APE IF ELITE

**Teljesen automata,
4 mikro-lemezes
ELISA készülék**



**Teljesen automata,
4 mikro-lemezes ELISA és 16 IFA
tárgylemezes, készülék**



Magyarországi képviselet és szerviz: **MEDI-LAB Kft.** 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A. www.medi-lab.hu; e-mail: medi-lab@medi-lab.hu; Tel.: (26) 505-325, (26) 505-327

APE ELITE a legfrisebb verziójú ELISA automata. A készülék képes 10 metodika párhuzamos futtatására 4 mikro-lemezen, különböző hőmérsékleteken. Beépített minta vonalkód olvasóval rendelkezik; mikro-lemez rázó szintén elérhető.

Felhasználóbarát szoftver és hardver szempontjából egyaránt, a készüléket kicsomagolást követően kalibrálás és beállítás nélkül azonnal használhatjuk.

APE IF ELITE a legfrisebb verziójú kombinált ELISA és IFA automata a DAS -tól. A készülék képes 10 metodika párhuzamos futtatására 4 mikro-lemezen különböző hőmérsékleteken; a három tűs kiadagoló rendszer lehetővé teszi a gyors feldolgozást 16 IFA tárgylemezen. Beépített minta vonalkód olvasóval rendelkezik, a mikrolemez rázó szintén elérhető.

A hígítás, kiadagolás, inkubáció, mosás, leolvasás és adatfeldolgozás minden paramétere beállítható.

Lab Innovation Concepts

