

WIRÓWKA LABORATORYJNA
LABORATORY CENTRIFUGE

MPW-215

Nº 10215



PRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND

TRADYCJA OD 1948
TRADITION SINCE 1948



MPW-215	
	230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz
	160W
	48ml
	100 ÷ 13000 rpm, krok/step 100 rpm
RCF	16816 x g
	0-99min59s, krok/step 1s
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]
	10/11,5kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor

intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania;
intuitive setting of spinning parameters

wyświetlacz LCD; LCD display

regulacja czasu wirowania; centrifugation time adjustment

regulacja prędkości/RCF; speed (in RPM)/RCF(x g) adjustment

komora wirowania ze stali nierdzewnej;
rotor chamber made from stainless steel

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

blokada pokrywy podczas wirowania; lid locking during rotor running

blokada startu przy otwartej pokrywie; start blocking at opened lid

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101;
Product conforming with the EN-61010-1
and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 international safety
standards/regulations








Zastrzega się prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.

Wirówka wentylowana **MPW-215** jest stołową wirówką hematocritową. Znajduje ona zastosowanie w laboratoriach medycznych i weterynaryjnych. Zapewnia wygodną obsługę. Poprzez zastosowanie opcjonalnych wirników do probówek mikrolitrowych – może pełnić rolę prostej mikrowirówki.

The **MPW-215** model is a tabletop hematocrit centrifuge. It is dedicated for use in medical and veterinary laboratories. The device is user friendly and owing to optional rotors for microlitre samples, it may be used as a simple micro-centrifuge.



MPW-215					WIRNIKI KĄTOWE (HU ¹⁾ ANGLE ROTORS (HS ¹⁾
	RPM	RCF		N°	
24x1,5/2ml	13 000	15 682	45°	11731	
18x2ml filtr/filter	13 000	15 682	45°	11738	
12x1,5/2ml	13 000	11 525	45°	11198	
4x8x0,2ml PCR	13 000	13 226	45°	11734	
24 kapilary capillaries 75mm	13 000	16 816	-	12480	WIRNIKI SPECJALISTYCZNE SPECIAL PURPOSE ROTORS
					

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl

¹⁾ HERMETYCZNIE USZCZELNIANY
HERMETICALLY SEALED



MPW MED. INSTRUMENTS
www.mpw.pl

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

POLSKA

tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl